

# URINA 2º JATO

## INSTRUÇÃO DE COLHEITA



**Receção/Execução analítica:** segunda a sábado



**Amostra:** primeira urina da manhã

**Preparação do paciente:** lavagem/higiene com água e sabão. Não usar antisséptico.

**Colheita:**

1. Rejeite o primeiro jato de urina
2. Colha a restante para o contentor.

**Também aceitável:** por punção de cateter de algália

**Colher em:** contentor plástico estéril

**Conservação e transporte:** refrigerada

**Estabilidade:** temperatura ambiente 2 horas, refrigerada 24 horas

**Condições de inaceitabilidade:** amostras congeladas, mistura de amostras, pontas de algália, colheita do saco de algália, sacos coletores pediátricos sem transferência do conteúdo, amostras que não cumpram as condições de conservação e transporte.

**Quando solicitado exclusivamente a pesquisa ou exame cultural de BK:** se solicitada mais do que uma amostra, estas devem ser obtidas em dias consecutivos, guardadas e refrigeradas até entrega final.

**Condições especiais:**

Saco colector pediátrico:

1. Limpe a zona genital com água e sabão.
2. Seque e coloque o saco coletor adesivo.
3. Renove o saco a cada 30 minutos, até obter a colheita.

**Algália:**

1. Clampe a algália durante 10 a 15 minutos, acima da derivação, na zona de borracha.
2. Desinfecte o local a punccionar com álcool a 70%.
3. Aspire a urina com agulha e seringa estéril.
4. Transfira a urina para contentor plástico estéril.
5. Não colha a urina do saco coletor ou da junção deste com a algália.

CALL-CENTER:

**222 401 401**

    unilabs.pt