

URINA 1º JATO

INSTRUÇÃO DE COLHEITA



Receção/Execução analítica: segunda a sábado



Amostra: urina após mínimo de 1 hora de contenção

Estabilidade: temperatura ambiente 2 horas, refrigerada 24 horas

Condições de inaceitabilidade: urina de 2º jato.

Preparação do paciente:

1. Não urine pelo menos 1 hora antes da colheita.
2. Pacientes do sexo feminino não devem limpar a área vulvar/labial antes da colheita.

Colheita: Recolha os primeiros 20-30 mL de urina (volumes superiores diminuem a sensibilidade do teste).

Quando solicitada pesquisa de Schistosoma, efectue a colheita ENTRE AS 12HORAS E AS 15 HORAS.

Também aceitável: Colheita de 24 horas.

Colher em: contentor estéril

Conservação e transporte: refrigerada

CALL-CENTER:

222 401 401

    unilabs.pt